

NÁVOD NA POUŽITIE
AT51416
REHABILITAČNÁ LOPTA

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím je potrebné dôkladne sa oboznámiť s návodom na použitie. Nesprávne použitie môže viesť k ujme na zdraví, ublíženiu alebo nehodám. Pre bezpečné a úspešné používanie si preto prečítajte pozorne tento návod.

Upozornenie:

Skontrolujte produkt, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade akéhokoľvek poškodenia, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Viac informácií u výrobcu.

Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Upozornenie:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou, nedostatočnou údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov obsiahnutých v tomto návode na použitie.

Upozornenie:

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením.

Upozornenie:

Horľavý.

Výrobok nesmú používať deti mladšie ako 3 roky.

Použitie:

Výrobok je určený pre ľudí, ktorí potrebujú rehabilitáciu v dôsledku sedavého spôsobu života. Sedenie na lopte koriguje držanie tela (polohu panvy a chrbtice), čo vedie k vzpriamenej polohe pri sedení.

Kontraindikácie:

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. porucha zraku), ktoré znemožňujú bezpečné zaobchádzanie s výrobkom.

Vlastnosti:

- protišmykový povrch lopty
- uzamykateľné kolieska
- možnosť vybrať loptu zo stojana

Rozkladanie

Položte stojan na podlahu. Vložte operadlo na určené miesto. Nafúknite loptu a vložte ju do stojana.

Skladanie

Vyberte loptu zo stojana. Vyfúknite ju. Potom odstráňte operadlo.

Skladovanie

Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Údržba

Loptu so stojanom je potrebné čistiť vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ostré predmety ani rozpúšťadlá.

Likvidácia

Komunálny odpad by sa mal likvidovať v súlade s platnými podmienkami likvidácie.

Technické parametre

Celková dĺžka – 68 cm

Celková šírka – 55 cm

Celková výška – 80 cm

Šírka chrbtovej opierky – 35 cm

Výška chrbtovej opierky – 55 cm

Hmotnosť – 5 kg

Maximálna hmotnosť užívateľa – 100 kg



Táto značka znázorňuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

Zloženie: PVC + ABS

Obsah balenia

Lopta, stojan, pumpa, návod

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie.
- 3)) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je potrebné bezodkladne ho odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté vonkajšou mechanickou silou, znečistením výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologickú hrozbu.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski
Ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec
Tel. : 041/542 49 16; Fax: 041/542 49
16
E-mail:
anmedplus@anmedplus.sk

