

AT03029

NÁVOD NA POUŽITIE, ANTIDEKUBITNÁ PODLOŽKA



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu, prosíme o dôkladné zoznámenie sa s návodom na použitie. Výrobok by sa nemal používať pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete varovaniam, poznámkam a odporúčaniam, kontaktujte odborníka na zdravotnú starostlivosť alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

POZNÁMKA:

Skontrolujte všetky časti výrobku na poškodenia vzniknuté počas prepravy. Ak si všimnete takéto poškodenia, NEMALO by sa používať výrobok. Viac informácií získate u predajcu.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Tento výrobok je určený pre osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, ktoré sú určené na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu pomocou tohto výrobku (pozri časť o určení výrobku v tomto návode na použitie). Výrobok môže byť zakúpený užívateľom samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Ako pri samostatnom nákupe výrobku, tak aj pri odporúčaní lekára/terapeuta/iného odborníka je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/požadované funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie na použitie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE/INDIKÁCIE

Podložky proti dekubitu sú vyrobené z polyuretánovej peny v rôznych veľkostiach, určené na použitie pod päty, lakty, zadok, lopatky, hlavu, kolená, boky atď. Podložky sú pokryté mäkkou bavlnenou tkaninou a vnútorné otvory výrobku účinne odľahčujú kritické miesta tela pacienta, čím zabraňujú ich kontaktu s matracom alebo invalidným vozíkom. Poťah je opatrený zipsom, ktorý umožňuje jeho ľahké zloženie a vypranie. Poťahy malých podložiek (na päty, lakty, zápästia) sú vybavené dodatočným upevňovacím páskom na suchý zips.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnému zaobchádzaniu s výrobkom.

Alergie na materiály použité vo výrobku.

Poškodenie pokožky, popáleniny atď.

ZLOŽENIE PRODUKTU

Podložka proti dekubitu, návod na použitie

VLASTNOSTI A ROZMERY PRODUKTU


Polyuretánová pena

Poťah je vyrobený z bavlneného froté úpletu (velúr) v námorníckej modrej farbe

Poťahy malých podložiek (1,2) sú vybavené dodatočným upevňovacím páskom na suchý zips.

Podložky sú k dispozícii v týchto rozmeroch (A x B x C):

1. Ø15 x Ø7 x 5 [cm]
2. Ø20 x Ø10 x 6 [cm]
3. Ø40 x Ø15 x 5 [cm]



POUŽITIE PODLOŽIEK PROTI DEKUBITU

Aby sme uľahčili výber správnej podložky proti dekubitu, uvádzame nižšie odporúčané použitie jednotlivých veľkostí:

Podložka Ø15 x Ø7 x 5 cm – odporúčaná na odľahčenie pät, lakťov a zápästí.

Podložka Ø20 x Ø10 x 6 cm – vhodná na podporu hlavy a dolných končatín.

Podložka Ø40 x Ø15 x 5 cm – určená na odľahčenie kostrče.

Uvedené indikácie majú orientačný charakter. Výber vhodného modelu by mal zohľadniť individuálne potreby používateľa a lekárske odporúčania.

POUŽITIE

Príprava podložky na použitie:

Uistite sa, že podložka je čistá a suchá.

Skontrolujte, či je poťah správne nasadený a či neobsahuje viditeľné poškodenia.

Umiestnenie podložky:

Jemne zdvihnite časť tela, ktorú chcete odľahčiť.

Umiestnite podložku tak, aby oblasť náchylná na dekubity bola priamo nad otvorom podložky, čím sa zabezpečí odľahčenie tejto oblasti.

Podložky proti dekubitu o veľkosti Ø15 x Ø7 x 5 cm a Ø20 x Ø10 x 6 cm sú vybavené dodatočnými upevňovacími páskami. Po umiestnení podložky pod odľahčovanú časť tela je potrebné zapnúť pásek, aby sa zabezpečila stabilizácia končatiny.

POZNÁMKA:

V prípade „závažného incidentu“ súvisiaceho s výrobkom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k niektorému z nasledujúcich udalostí:

- a) úmrtiu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- b) dočasnému alebo trvalému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo

c) vážnemu ohrozeniu verejného zdravia,
je nutné tento „závažný incident“ nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient miesto pobytu. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

POZNÁMKA:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich, používateľovi nejasných príznakov súvisiacich s používaním zdravotníckeho výrobku, je potrebné sa poradiť s odborníkom na zdravotnú starostlivosť.

POZNÁMKA:

Zakazuje sa používanie výrobku iným spôsobom, než je určené jeho určením.

ÚDRŽBA

Údržba potahu:

Ručné pranie pri maximálnej teplote 40°C

Nežehliť

Nečistiť chemicky

Neusušit' v sušičke

Neobliekať

Údržba peny:

POZNÁMKA: Pena sa nesmie prať v práčke!

Údržba peny si vyžaduje jemný prístup, aby sa predišlo poškodeniu jej štruktúry. Tu je návod, ako ju správne čistiť:

Čo budete potrebovať:

Jemný čistiaci prostriedok alebo prostriedok na umývanie riadu

Teplá voda

Jedlá sóda

Vysávač (najlepšie s mäkkou kefou)

Sprejová fľaša

Mäkkú handričku alebo hubku

Enzymatický čistiaci prostriedok (voliteľne na odstraňovanie škvŕn)

Kroky čistenia:

Vysávanie peny:

Odstráňte prach a nečistoty: Použite vysávač s mäkkou kefou, aby ste jemne vysali povrch peny. Týmto sa odstráni prach, nečistoty a znečistenia pred mokrým čistením.

Čistenie miestnych škvŕn jemným čistiacim prostriedkom:

Zmiešajte čistiaci prostriedok: Spojte niekoľko kvapiek jemného čistiacieho prostriedku s teplou vodou v sprejovej fľaši.

Jemne postriekajte penu: Vyhnite sa namáčaniu peny. Ľahko postriekajte znečistené miesto.

Osušte škvŕny: Použite mäkkú handričku alebo hubku, aby ste jemne osušili oblasť. Netrite, pretože by to mohlo poškodiť štruktúru peny.

Opláchnite miesto: Ak je to nevyhnutné, jemne postriekajte čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky čistiacieho prostriedku.

Zaobchádzanie s náročnými škvŕnami:

Biologické alebo močové škvŕny: Použite enzymatický čistiaci prostriedok. Ľahko naneste prostriedok na škvŕnu, nechajte chvíľu pôsobiť (podľa pokynov výrobku), a potom osušte čistou handričkou.

Mastné škvŕny: Použite malé množstvo prostriedku na umývanie riadu alebo špeciálny prostriedok na čistenie čalúnenia určený pre materiály z peny.

Dezodorácia (voliteľne):

Použite jedlú sódu: Posypte vrstvu jedlej sódy na penu a nechajte ju pôsobiť niekoľko hodín alebo cez noc, aby absorbovala zápachy.

Vysajte sódu po dostatočnom čase.

Sušenie peny:

Nechajte penu úplne vyschnúť na vzduchu: Pena je veľmi savá, takže môže chvíľu trvať, než uschne. Nechajte ju na dobre vetranom mieste.

Použite ventilátor, aby ste urýchlili proces: Nikdy nepoužívajte priamy zdroj tepla, ako je fén, pretože to môže poškodiť penu. Najlepšie je použiť chladný ventilátor.

Uistite sa, že penu je úplne suchá, než ju znova použijete, aby ste predišli rastu plesní alebo húb.

Čomu sa vyhnúť:

Nikdy neponárajte penu do vody, pretože by ju bolo ťažké vysušiť a mohla by sa poškodiť.

Vyhnite sa používaniu silných chemikálií, ako je bielinidlo alebo čistiace prostriedky na báze alkoholu, ktoré môžu oslabiť štruktúru peny.

Žiadne priame teplo: Teplo môže poškodiť štruktúru peny, takže sa vyhnite sušeniu v sušičke alebo používaniu horúceho vzduchu.

SKLADOVANIE

Produkt skladujte na suchom mieste, mimo priamych slnečných lúčov.

LIKVIDÁCIA

Po skončení používania výrobok považujte za bežný komunálny odpad. Dbajte na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa triedenia odpadu.

Chráňte životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.02.2025
v1-04.02.2025