

AT51194

**AMBONA – CHODÍTKO S VYSOKÝMI LAKŤOVÝMI OPIERKAMI
(ROLÁTOR)**

NÁVOD NA POUŽITIE



Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Prečítajte si, prosím, obsah tohto návodu na použitie. Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate a dôkladne neporozumiete návodu. Ak nerozumiете výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

- Výrobok NEMONTUJTE ani nepoužívajte pred prečítaním a pochopením tohto návodu.
- Výrobok nie je určený na používanie v sede.
- Pri nastavovaní výšky by mal byť prítomný lekár/terapeut, ktorý zabezpečí, aby mal používateľ oporu a aby boli skrutky správne nastavené a dotiahnuté. Keď je výrobok rozložený, vždy sa uistite, že gombíky na nastavenie rúkavít sú zaistené a kovové tlačidlá sú na správnych miestach. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky nastavenia zaistené a či sú kolieska a pohyblivé časti výrobku v dobrom stave.
- Počas používania musia byť kolieska vždy v kontakte so zemou, aby sa zabezpečila dostatočná stabilita.
- Keď sa chodítko používa v nehybnej polohe, brzdy musia byť v zablokovanej polohe.
- V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu a zraneniu používateľa.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či sú všetky súčasti bezpečne zaistené.
- Na zachovanie bezpečnosti pri používaní chodítka dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie výrobku, ktoré je 136 kg.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu pri preprave. Ak takéto poškodenie spozorujete, výrobok NEPOUÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

VAROVANIE: Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže dôjsť k zachyteniu a/alebo stlačeniu častí tela používateľa/opatrovateľa v otvoroch/medzerách medzi komponentami. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným dotiahnutím matíc/skrutiek.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

ÚČEL/POUŽITIE

Výrobok je určený na používanie zdravotne postihnutými osobami a osobami so zníženou pohyblivosťou. Podporuje a odľahčuje dolné končatiny počas pohybu, pri poúrazových a pooperačných stavoch, ako aj počas následnej rehabilitácie.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

UPOZORNENIE: Chodítko je určené na použitie v interiéri.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby, ktoré zápasia s chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o účele výrobku tohto návodu). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť sám alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozmery/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POPIS


Rám je vyrobený z ľahkých, povrchovo upravených duralových trubiek spolu s polstrovanou podkladovou doskou a ergonomickými plastovými rúkavami. Výrobok je vybavený štyrmi otočnými kolieskami, z ktorých dve zadné sú vybavené nožnou brzdou. Jednoduché nastavenie výšky umožňuje nastaviteľnú podkladovú dosku.

OBSAH BALENIA

Chodítko AMBONA (pozostáva zo základne, hlavného rámu, držiadiel, opornej dosky, gombíkov), návod na použitie.

ROZLOŽENIE/PŘÍPRAVA NA POUŽITIE:

1. Základňu chodítka postavte na kolieska, potom nasadte hlavný rám (nosnú časť), pričom nasadte všetky štyri kľby naraz. Zatlačte tak, aby boli všetky štyri zámky zatlačené na mieste. (Obrázky 1 a 2)
 2. Umiestnite upevňovaciu časť na podpernú dosku do príslušného otvoru (upevnite zatlačením poistného zámku) a potom podperu. Podperu utiahnite pomocou dodaného kľúča. (Obrázky 3 a 4)
 - 3 Podpornú dosku možno nastaviť (11 stupňov nastavenia) umiestnením aretačných zámkov do správnej výšky.
 4. Umiestnite rukoväť do špeciálnych otvorov pod opierkou, uvoľnite gombík a nastavte na správnu dĺžku, utiahnite gombík pod opierkou. (Obrázky 5 a 6)
- (obr. 5 a 6) Na zabezpečenie stability chodítka v pokojovej polohe sa používajú nožné brzdy. Brzdy sa aktivujú stlačením prítlačnej páky zadných kolies, čo spôsobí zabrzdzenie zablokovaním kolies.



DEMONTÁŽ

Postupujte podľa všetkých krokov opísaných v časti Rozloženie/příprava na použitie v opačnom poradí.

UPOZORNENIA PRI SKLADANÍ A MONTÁŽI

Po zložení chodítka sa uistite, že obe rukoväte sú v rovnakej vzdialenosti a nepohybujú sa.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šírka základne: 71 cm

Celková hĺbka základne: 86 cm

Celková výška (od držiadiel po zem): 117-145 cm

Rozmery podpery: Šírka: 62 cm, hĺbka: 49 cm, výška: 7 cm

Hmotnosť: 9,8 kg

Maximálne zaťaženie: 136 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Chodítko možno čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami bez obsahu rozpúšťadiel. Po vyčistení je potrebné výrobok utrieť do sucha. Na zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých upevňovacích prvkov. Pravidelne by sa malo kontrolovať plynulé otáčanie kolies a v prípade potreby odstraňovať nečistoty.

ÚDRŽBA KOLIES

1. Kolieska čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Osušte suchou handričkou.

2. Ak začnú kolieska vŕzgať, pravidelne ich premazávajte mazivom 3 v 1.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – vtedy postupovať spôsobom zodpovedajúcim likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko



Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 18.09.2023
v1-18.09.2023