

AT53052, AT53053, AT53054

ORTÉZA CHRBTICE NÁVOD NA POUŽITIE



Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehodám. Preto, aby ste výrobok používali bezpečne a úspešne, prečítajte si pozorne tento návod. Po zakúpení ortézy sa uistite, že veľkosť výrobku je správna. V opačnom prípade môže príliš tesne pripevnený výrobok spôsobiť lokálne napätie, tlak na cievy a nervy. Prvú aplikáciu a použitie výrobku musí vykonať vyškolený odborník. Výrobca nezodpovedá za žiadne problémy vyplývajúce z použitia nesprávne zvolených produktov a nesprávneho použitia.

AT53052 LemboMove™ BASIC

ÚČEL / VLASTNOSTI ORTÉZY

Chrbtová ortéza zlepšuje stabilizáciu chrbtice v drierkovej oblasti, znižuje bolesť a zlepšuje každodenný komfort pacienta. Stabilizáciu zabezpečujú elastické upevňovacie pásy a profilované výstuhy, ktoré odľahčujú paraspínálne tkanivá prenášaním síl zaťažujúcich štruktúru chrbtice, čím sa bráni škodlivým zmenám v biomechanike spodných častí chrbtice. Vďaka svojej anatomickej štruktúre ortéza dokonale prilieha k telu a dá sa bez povšimnutia nosiť pod oblečením. Kvalitné suché zipsy zaisťujú ľahké a presné nasadenie ortézy a spoľahlivú fixáciu.

Výška: 27 cm

INDIKÁCIE:

- Konzervatívna / pooperačná liečba
- Bolesť v drierkovej chrbtici
- Mierna nestabilita drierkovej chrbtice
- Osteochondróza
- Spondylolistéza
- Spondylolýza

AT53053 LemboMove™ DUO

ÚČEL / VLASTNOSTI ORTÉZY

Chrbtová ortéza zlepšuje stabilizáciu chrbtice v drierkovej oblasti, znižuje bolesť a zlepšuje každodenný komfort pacienta. Stabilizáciu zabezpečujú elastické upevňovacie pásy a profilované výstuhy, ktoré odľahčujú paraspínálne tkanivá prenášaním síl zaťažujúcich štruktúru chrbtice, čím sa bráni škodlivým zmenám v biomechanike spodných častí chrbtice. Vďaka svojej anatomickej štruktúre ortéza dokonale prilieha k telu a dá sa bez povšimnutia nosiť pod oblečením. Ortéza je vybavená odnímateľnou zadnou výstužou, ktorá poskytuje dodatočnú oporu bedrovej časti a v závislosti od potrieb pacienta je možné ju fixovať na vhodne zvolenej úrovni. Kvalitné suché zipsy zaisťujú ľahké a presné nasadenie ortézy a spoľahlivú fixáciu.

Výška: 27 cm

INDIKÁCIE:

- Konzervatívna / pooperačná liečba
- Bolesť v drierkovej chrbtici
- Spondylolistéza
- Spondylolýza
- Diskopatia
- Osteoartróza drierkovej chrbtice

AT53054 LemboMove™ PRO

ÚČEL / VLASTNOSTI ORTÉZY

Chrbtová ortéza bola navrhnutá tak, aby zlepšila pohodlie pacienta na najvyššej možnej úrovni. Pružné popruhy sú základom pre stabilizáciu chrbtice v drierkovej oblasti a výška ortézy predĺžená na 30 cm poskytuje ešte lepšiu stabilizáciu a funkčnosť pri používaní. Tvarované výstuhy odľahčujú paraspínálne tkanivá prenášaním síl, ktoré zaťažujú štruktúru chrbtice, čo zabraňuje škodlivým zmenám v biomechanike spodných častí chrbtice. Dodatočné dvojité upínacie popruhy a anatomická štruktúra ortézy umožňujú výbornú stabilizáciu chrbtice, ktorá sa dokonale prispôbi telu. Kvalitné suché zipsy zaisťujú ľahké a presné nasadenie ortézy a spoľahlivú fixáciu.

Výška: 30 cm

INDIKÁCIE:

- Konzervatívna / pooperačná liečba
- Bolesť v drierkovej chrbtici
- Mierna nestabilita drierkovej chrbtice
- Osteochondróza
- Spondylolistéza
- Spondylolýza

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

Ak sa objaví bolesť alebo vyrážka, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

POUŽITIE:

1. Ortéza by sa mala nasadzovať v stoj.
2. Položte ľavú stranu ortézy na brucho, potom k nej pripievajte pravú stranu suchým zipsom. Uistite sa, že ortéza je dostatočne stlačená, aby nespadla (v prípade ďalších manžiet urobte to isté).
3. Uvoľnite a vyberte v opačnom poradí.

Upozornenie: Výrobok nepoužívajte, ak boli použité tekutiny alebo hrejivé masti, nepoužívajte pri poškodení pokožky! Denné používanie a dĺžku používania je potrebné dohodnúť s lekárom, odporúčaná doba používania 3-4 hodiny/deň. Dlhodobé používanie ortézy môže oslabiť svaly.

NÁVOD NA ČISTENIE PRODUKTU:

- Ortézu je možné prať iba ručne vo vlažnej vode (do 30°C) s jemným čistiacim prostriedkom (napr. šedé mydlo). Pred vypratím nezabudnite odstrániť výstuhy. Aby sa zachovala priľnavosť suchých zipsov, mali by byť pred práním zatvorené.

- Nečistite na sucho.
- Nepoužívajte bielidlo.
- Chráňte pred vlhkosťou.
- Nevystavujte vysokým teplotám alebo slnečnému žiareniu.
- Nesušte v sušičke.
- Sušte v rozloženom stave, nesušte v zavesenej polohe.

Upozornenie: Výrobok možno znovu použiť až po úplnom vyschnutí.

SKLADOVANIE

Výrobok by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkosti. Odporúča sa skladovať v pôvodnom obale

VEĽKOSTI (pre výber správnej veľkosti si zmerajte obvod pásu).

S: 75-85 cm

M: 85-95 cm

D: 95-105 cm

XL: 105-115 cm

XXL: 115-125 cm

XXXL: 125-135 cm

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE: V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých príznakov, ktoré nie sú používateľovi jasné v súvislosti s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

UPOZORNENIE: Ak lekár odporúča používať výrobok v noci, uistite sa, že nenarúša krvný obeh; v prípade znecitlivenia uvoľnite pás a v prípade potreby ho odstráňte. V prípade pretrvávajúceho nepohodlia sa poraďte s lekárom.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník odporučí použitie pomôcky dospelým a deťom na vlastnú zodpovednosť, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozмеры a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE PRODUKTU PO VYRADENÍ Z POUŽÍVANIA

Po vyradení výrobku z používania je možné zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad, s výnimkou elektrospotrebičov - postupujte spôsobom vhodným pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 28.10.2022
v1-1 28.10.2022